

電子顕微鏡像のためのFFT [II]













\$1 序論

本アプリケーションソフトウェアは、下記の特徴を持っています:


1. 電子顕微鏡像(8ビットグレースケールのビットマップ)を処理するFFTフィルターの一つを選択可 (*).
- (*): ハイパス・フィルター, ローパス・フィルター, バンドパス・フィルター, バンドカット・フィルター.
2. 又は、好みの「カスタム形状のFFTフィルター」を作って適用することも可 (下記の \$4 を参照).









注: 処理可能な像のサイズは $N \times M$ ピクセル ($96 \leq N, M \leq 4096$).

\$2 ファンクション

-  ビットマップ (8ビットグレースケール) のファイルを開きます.
-  FFTパターンの表示の為のモードを選択します.
-  FFTを実行します.
-  逆FFTの為のモードを選択します.
-  逆FFTを実行します.
-  FFTパターン等をクリップボードへコピーします.
-  FFTパターン等を名前を付けてファイルに保存します.
-  FFTパターンのラインプロファイルデータを名前を付けてファイルに保存します.
-  逆FFT後の像の明るさ・コントラストを調整します.
-  バージョン情報を示します.
-  (このファイル).
-  本アプリケーションソフトウェアを終了します.

\$3 使い方



1.  で、電子顕微鏡像(8ビットグレースケールのビットマップ)を開きます.
2.  で、FFTパターンの表示の為のモードを選択します.
3.  で、FFTを実行します.
4.  で、逆FFTの為のモードを選択します.
5.  で、逆FFTを実行します.
6. 必要に応じ、 で、逆FFT後の像の明るさ・コントラストを調整します.
7.  で、ファイルに保存します.
8. 必要に応じ、 で、クリップボードへコピーします.

注: 像やパターンは自動保存されません. 必要に応じて、“save button”で 保存を行ってください.

\$4 カスタム形状のFFTフィルターの作成法

手順「\$3 使い方 - 4」で得られる(下記の)ダイアログで、逆FFTの為のフィルターのモードが選択できます。
“Standard filter” を選ぶと、ハイパス・フィルター、ローパス・フィルター、バンドパス・フィルター、バンドカット・フィルターの中から、1つのフィルターを選択できます..

一方、“Special filter” を選ぶと、カスタム形状のFFTフィルターが作成できます。作成法は、次の通りです。

横軸のボタンで「赤丸(変更したいポイント)」を選び、縦軸のボタンで、当該の「赤丸(変更したいポイント)」の位置を上下させる。得られる曲線は、スプライン近似で、出来るだけ滑らかとなるようにしてある。

なお、グラフの左下角は座標原点 (0, 0) です。



更に、“Arbitrary circles (cut off outside)”, “Arbitrary circles (cut off inside)” の2者の いずれかを選ぶと、マウスカーソルが「円環状の形」となるので、FFT画面上で、マウスカーソルの左ボタンを押し ~ マウスをドラッグすると、円が描かれます (必要に応じて、複数個の円を描きます)。この(複数個の)円の内側領域 or 外側領域が、逆FFTを実行する時に カットされる領域 となります (下図を参照して下さい)。



ボタンを押すと




OK ボタンを押すと



カスタム形状のFFTフィルターの作成後に、「OK」ボタンを押すと、曲線の数値は INI ファイルに保存されるので、次回に(自動的に)再利用できます。



マウスカーソルが「円環状の形」となるので、FFT画面上で、



マウスカーソルの左ボタンを押し ~ マウスをドラッグすると、円が描かれます。
この(単数個 or 複数個の)円の内側領域 or 外側領域が、逆FFTを実行する時に カットされる領域 となります。

\$5 参考

FFTアプリケーションソフトウェア開発のポイントは下記とを考えます：



$$W_2 = W_1 + 0_{\text{or}} 1 \quad H_2 = H_1 + 0_{\text{or}} 1$$

$$100 \leq W_1 \text{ and } H_1$$

1. 鏡映像、反転像、鏡映反転像、を作る。
2. これらの像を、原画像に組み合わせる(上図を参照ください)。
3. 上図のような拡大像を処理できるFFTアプリケーションソフトウェアを開発する。
4. FFT実行後のFFTパターンの表示は、原画像に対応する領域のみ行う。
5. FFTパターンへの空間周波数フィルター適用は、拡大像全体で行う。
6. このような空間周波数フィルター適用で、逆FFTを実行する。
7. 逆FFT実行後の像の表示は、原画像に対応する領域のみ行う。

注：“ $100 \leq W_1 \text{ and } H_1$ ” は、最小限の条件です。この値は大きいほど良い (例えば 200)。

備考：

- (1) ご存知のように、DFTと逆DFTでは、 $N \times M$ ($N \neq 2^n$, $M \neq 2^m$, $n, m = \text{正整数}$) ピクセルの像の処理を行えます。
- (2) しかし、DFTと逆DFTをその通りに行うと、非常に長時間を要します。
- (3) もし、像のサイズが 2^n 正方形 ($n = \text{正整数}$) であるなら、Cooley と Tukey による FFT・逆FFTのアルゴリズムが使用できます。
- (4) これを使えば、FFT・逆FFTの実行時間を大いに節約できます。
- (5) これを使って、“FFT → ハイパスフィルター → 逆FFT” を行ってみると、逆FFT後の像の周辺部分が明るくなると言うアーティファクトが出現します。

注：“FFT → ローパスフィルター → 逆FFT” では、このようなアーティファクトを (目で) 見つけるのは難しいです。

- (6) これは、像が周期的境界条件を満たさない為に生じるものです。これを避ける手法として、像にハミング窓関数を荷重すること考えられますが、もし像が周辺部のみ微細構造を有している(中央部には微細構造は一切無い)場合には、どうしますか？
それで、上記のような拡大像手法が良いと思いますが、如何でしょうか。
- (7) 上記の最小限の条件 “ $100 \leq W_1 \text{ and } H_1$ ” は、“FFT → ハイパスフィルター → 逆FFT” を行った場合、逆FFT後の像の周辺部分が明るくなると言うアーティファクトを、(見た目) 最小限の押さえる - 完璧ではないですが - 条件です。
