


ME機器管理システム



- ① Dドライブ直下にME2013フォルダを置いて運用してください。
- ② Dドライブの中には写真フォルダとME2013.accdbが入っています。
ME20130.accdb を右クリックしてショートカットを作りデスクトップに置いて運用してください。
- ③ デフォルトはD: ¥ME2013¥写真になっております。
写真をクリックすれば写真所在にセットされます。
写真フォルダの中のnoimage.gifは決して削除しないでください。
- ④ まず、メーカー登録～保守点検登録までマスタを設定してください。

新規 : 前 : 次 : 削除 : 検索 : 次を検索 : 閉じる

⑤ コード体系とかナンバープレートはルールを決めて決定したほうが望ましいです。

大分類、小分類の体系化も病院様で決定してください。

⑥ 帳票類は必要最低限作成しておりますが、病院様のご都合でいろいろ作成したい場合
当方に依頼されるか、ソースを購入されてご自由にカスタマイズされてください。

⑦ 基本、Accessランタイム版では動きません。

⑧ ダウンロード時の試用期間は7日となっております。

追記： 検索と置換

① たとえば、ナンバープレートの一部を入れる

② 必ず、フィールドの一部分にする

③ 次を検索

で表示されます。該当のデータが表示されるまで次を検索する。