



iPlus

CatuteFile

ver 1.5

# サンプルガイド

Dicom



Dicom

# 1.Dicom


メニューの読込設定で、「Dicom」と「付属テキストを注釈にする」を選択します。  
設定ボタンを押します。

☒ Dicom ☒ 付属TEXTを注釈にする。

取込ボタンを押します。



Shift+マウス右ダブルクリック



患者番号を記入し、確認を押します。



取込 追加 患者番号 1 確認 連番 0 選択

ページ確認 患者確認 QR枠 患者基本情報 保険情報 基本診療情報 診

患者

✕ 患者氏名 日本 太郎

✕ フリガナ ニッポン タロウ

✕ 性別 ☒ 男 ☐ 女

✕ 生年月日 2001/1/1

郵便番号 999-9999

✕ 現住所 東京都大阪市京都市区名古屋111

△ 電話番号 0123-0123-0123

△ 携帯電話 010-0011-0011

患者の情報を記入します。  
連番を記入し、保存を押します。