



iPlus

CatuteFile

ver 1.5

# サンプルガイド


QRコード・バーコード




QRコード  
バーコード

# 1.QRコード

メニューの読込設定で、「QRコードで取り込みする。」を選択します。  
設定ボタンを押します。



取込ボタンを押します。



QR枠を押します。




左上から右下へ、マウス左ボタンを押したままドラッグします。



患者確認を押します。

患者番号欄に読み取られた番号が入ります。




確認を押します。




## 2. バーコード

メニューの読込設定で、「ファイル名で取り込みする。」を選択します。  
設定ボタンを押します。



The screenshot shows a settings window titled '患者番号の取り込み' (Patient Number Import). It contains three radio button options: 'QRコードで取り込みする。明暗' (Import using QR code. Brightness) with a value of 0, 'ファイル名で取り込みする。' (Import using file name.), and '手入力する。' (Manual entry). The 'Import using file name' option is selected. Below these are two numeric input fields: '患者番号の開始位置' (Start position of patient number) set to 6, and '最大サイズ' (Maximum size) set to 8. A mouse cursor is pointing at the '最大サイズ' field. At the bottom, there is a label 'ページ確認の画像サイズ' (Image size for page confirmation).

患者番号の開始位置を6にします。  
最大サイズを8にします。



The screenshot shows the main application interface. At the top, there is a toolbar with buttons: '取込' (Take), '追加' (Add), '患者番号' (Patient number), '確認' (Confirm), '連番' (Serial number), and '選択' (Select). Below the toolbar is a tabbed menu with options: 'ページ確認' (Page confirmation), '患者確認' (Patient confirmation), 'QR枠' (QR frame), '患者基本情報' (Patient basic information), '保険情報' (Insurance information), and '基本診療情報' (Basic medical information). The 'ページ確認' tab is active. The main area displays two side-by-side images of a patient's mouth, with a '読み取り' (Read) button below them. A mouse cursor is pointing at the '取込' button in the toolbar.

取込ボタンを押します。

患者確認を押します。

患者番号欄に読み取られたファイルの8桁の番号が入ります。



確認を押します。

