


サーバー設定手順

1. **SQLServer2012**
Microsoft の SQLServer2012 のインストール説明書に従い、インストールを行います。
新規作成の場合のユーザー名とパスワードは、リハフレンズ標準設定の
ユーザー名 sa
パスワード 任意
で行なって下さい。
既に設定済みの DB にインストールする場合は、設定済みのユーザー名、パスワードで行います。
2. **Database の作成は、SQL Server Management Studio を**
使用して行います。
データベース名は、Sapphire としてください。
テーブルの新規作成では、クリーン状態からテーブルを作成します。

3. 新規作成

オブジェクトエクスプローラのデータベース上でマウス右クリック



新しいデータベースをクリックします。
Sapphire と記入して Ok をクリックします。

◇テーブルの作成

エクスプローラを使用し Management Studio で行う操作について
記載します。

マニュアルの Create SQL フォルダーにある *.SQL テキストを指定し、
ダブルクリックします。

Management Studio が開きます。

！ 実行をクリックします。

同様に、全てのテーブルを作成します。

(*.SQL テキストの内容をコピーし、新しいクエリーに貼り付け後、

！ 実行をクリックしても、同様にできます。)