


さわってトーク

(障がい者のコミュニケーションツール)

ご利用にあたって



はじめに

この度は障がい者のコミュニケーションツール「さわってトーク」をお買上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品名「さわってトーク」はタッチパネルを触って、コミュニケーションを取る手段として使ってもらいたいという思いで名付けました。

障がい者のコミュニケーションツールとして、皆様の生活のなかで活用いただければと思います。また、遠隔操作ソフトとの併用で遠方の方とのコミュニケーションも可能です。

さわってトークとは

遠方にいる家族等が障がい者に音声で声をかけると、それに対してタッチパネルの「はい」・「いいえ」のボタンを押すことで家族等のパソコンによりコミュニケーションが取れます。

このシステムを使うことで言語障害等があっても、キーボードが打てなくても、遠方にいる誰かとリアルタイムのコミュニケーションができるというシステムです。

また、普段はコミュニケーション支援製品である「トーキングエイド」としてご活用ください。

動作環境

- CPU：1 GHz 以上のプロセッサを搭載したコンピュータ
- メモリ：1 GB（32 ビット）または 2 GB（64 ビット）以上の RAM
- ハードディスク：16 GB（32 ビット）または 20 GB（64 ビット）以上
- オペレーティングシステム：Windows8 / 8.1
- ディスプレイ：1024×768 以上の解像度

設備関係

タッチパネル式パソコン

TeamViewer 8（遠隔操作ソフト）

インターネット環境

全体イメージ

