

ORCA 情報抽出ツール「OrcaTOCSV」 利用説明書

2015年07月08日

2 版

2014.12.05 2015.07.08	初版 2 版
--------------------------	-----------

1. ソフトウェア利用許諾

【ファイル名】 OrcaToCSVsetup.msi

【ソフト名称】 ORCATOCSV (ORCA 情報 CSV 抽出ツール)

【カテゴリ】 医療系業務ソフトウェア

【公開日】 2014年12月08日

【著作権】

本ソフトウェアに関するすべての権利は、開発者であります、私、安田晃に帰属します。

【作者連絡先 E-mail】 ayasuda.0301@gmail.com

(スパム防止のため@を全角に表示しています)

【ソフト取扱い】 シェアウェア

購入方法は下記参照のこと。

【購入方法】

本ソフトウェアは、購入者が送金を行うと、「ライセンスキー」が著作権者より通知され、それを本ソフトウェア上で入力することにより、インストール可能という仕組みになっております。

従いまして、以下に記載しました方法により、ソフトウェア代金を送金ください。

なお、振込手数料については、振込人様負担でお願いします。

送金方法 : 銀行振込

送金先金融機関情報

金融機関名 : 楽天銀行
支店番号 : 204
支店名 : ワルツ支店
科目 : 普通口座
口座番号 : 2367381
口座名義 : ヤスダ アキラ

送金後、下記必要事項を記入したメールを [こちら](#) へ送信ください。

購入商品名 : ORCATOCSV

購入日 :

送金方法 : 銀行振込

購入者情報

氏名 : ご利用される方 (または施設の代表者) の氏名

フリガナ

ご所属

ご住所

ご連絡先

E-mail

その他ご連絡事項

送金処理及び確認に、数日かかる場合がございますので、ご了承ください。
送金確認後、ライセンスキーを、ご連絡いただいた E-mail アドレス宛に、
ご連絡いたします。なお、送金確認は、購入者氏名によって行いますので、
振込人様と購入者（ご利用者）が異なる場合は、連絡事項に、記載ください。

【使用許諾】

お客様が本契約を承諾し遵守されることを条件として、本ソフトウェアおよび
本ソフトウェアに関するマニュアル等の印刷物（以下「ドキュメント」といいます）
に関して、使用权を許諾します。本ソフトウェアを使用するために本ソフトウェアを
ダウンロードし、ご使用になられた時点でお客様は本契約書の諸条件を承諾した
ものと致します。

【使用条件】

お客様は、本ソフトウェアの使用权の対価を指定の方法でお支払いした場合に限り、
本ソフトウェアを1台のコンピュータにおいて、使用することができます。
また、お客様の希望により、別途、開発者とサポート契約を締結することができます。

【使用制限】

1. 本ソフトウェア及び付属するドキュメントを複製することはできません。
2. 本ソフトウェアの変更または改造を行うことはできません。
3. 本ソフトウェアについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、
逆アセンブル、解析を行うことはできません。
4. 本ソフトウェアを、有償・無償を問わず第三者に貸与することはできません。

【保証範囲】

1. 本ソフトウェアがいかなる状況においても不具合を生じることなく動作継続
できるものではないことをあらかじめご了承ください。お客様の通常の使用に
おきまして、本ソフトウェアに不具合が生じた場合は、本文書に記載の
お問い合わせ先・方法により、お問い合わせください。
お問い合わせの内容に関し、知り得る限りの範囲内で内容の誤りや使用方法など、
必要な情報をお知らせ致します。
2. 本ソフトウェアの不具合により、お客様の利用施設内に設置した設備、システムに
保存されたデータが変化・消失した場合でも、著作権者は、一切の保証を
致しません。
3. お客様が本ソフトウェアを使用することあるいは使用できないことから生じる
偶発的あるいは間接的な損害、または受けられるべき救済の損失、得べかりし
利益の損失、その他使用に起因して生じるいかなる損害に対しても、著作権者は、
一切の責任を負いません。
4. お客様の変更または改造により、本ソフトウェアに何らかの欠陥が生じたとしても、

著作権者は、保証致しません。

また、変更または改造の結果、万一お客様に損害を生じた

としても、著作権者は、一切の責任を負いません。

5. その他、本ソフトウェアに関するいかなるクレームについても、著作権者は、お客様に対して賠償責任を負いません。
6. 著作権者は、本ソフトウェアにおける瑕疵担保責任を負わないものとします。
7. この契約に基づく著作権者の責任は、本製品のご購入に際しお客様が実際に支払われた金額を上限とします。

【再配布条件】

お客様が、本ソフトウェアを再配布することを禁止致します。

なお、使用許諾、使用条件その他本契約に違反した利用を発見した場合は、損害賠償請求など、必要な措置を取らせていただきます。

【転載条件】

原則許可致します。

ただし、雑誌、書籍への掲載、CD-ROM など記録媒体での転載、他ネットワークへの転載、学会や講演での発表につきましては、著作権者に事前連絡の上、許可を得てください。

【改変条件】

お客様は、本ソフトウェアについての一切の改変ができません。

【ウィルス対策】

本ソフトウェアの配布に当たり、ウィルス対策ソフトを使用してウィルス対策を施しておりますが、お客様がダウンロード操作など通信過程においての、ウィルス感染等につきましては、著作権者は、一切の責任を負いません。

【免責事項】

本ソフトウェアの利用により問題が発生しても、著作権者は責任を負わないものとします。

2. 個人情報収集について

【個人情報の取得】

サイトからソフトウェアをダウンロードする場合、ご利用者の個人情報を取得することはありません。ただし、お問合せ・ご注文などの際には、お客様の氏名、Eメールアドレス、その他当方が必要と思われるの個人情報をお伺いしております。ご連絡いただく個人情報については、正確に入力いただけませんと本ソフトウェアが正常にご利用いただけなくなる可能性があります。

【個人情報の登録】

お客様から取得した情報をデータベース等を利用して登録しております。ご登録情報は、お客様への情報提供、アフターサービス（主にライセンスキーの発行の際の本人確認）などに使用させていただきます。

【個人情報の管理】

お客様から収集した情報は厳重に管理しております。個人情報への不正アクセス、または紛失、改ざん、破壊、漏洩などに対して十分注意し、万一の発生時には可能な限り速やかに是正措置を実施致します。

【個人情報の管理】

お客様から個人情報の内容について変更、取消のご連絡がありましたら、速やかに対応をさせていただきます。その際、ご本人の確認をさせていただくために折り返しお電話またはメールをさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

【個人情報の第3者への開示】

以下のいずれかに該当する場合を除いて、お客様の個人情報を第三者に開示することはありません。

- ・事前にお客様の承諾を得た場合。
- ・お客様が購入された製品対して、お客様への情報提供・アフターサポート・ユーザ管理を目的として、お客様の氏名・Eメールアドレス・その他必要と認めた個人情報を提供することがあります。
- ・お客様へサービスを提供する上で必要となる業務委託先に機密保持契約を結んだ上で開示する場合
- ・裁判所、検察官、警察、弁護士会、またはそれに準じた権限を持つ機関からお客様の登録内容についての開示を要求された場合

3. ソフトウェア説明

【ソフト概要】日医標準レセプトソフト「ORCA」に登録されている患者基本情報、診療情報、病名情報を CSV 形式で出力する。

【対応機種・動作環境】

CPU	:	Intel 2.80GHz 以上
OS	:	Microsoft Windows7 32bit 版
メモリ容量	:	1GB 以上
ハードディスク容量	:	20GB 以上
必要ソフトウェア	:	.NET Framework4


【インストール方法】

1. ダウンロードしたセットアップファイル「ORCATOCSVSetup.msi」を実行




この時、利用環境によっては、.NETFramework のダウンロード、インストールが始まる場合があります。


2. 「次へ」をクリック




3. 「次へ」をクリック



4. 「次へ」をクリック




5. ファイルコピー中のため、待機



6. 使用環境により、ユーザアカウント制御画面が表示される場合があるので
「はい」をクリックして実行

7. 正常にインストール完了した場合、「閉じる」をクリック




8. インストールが完了すると、デスクトップに ORCATOCSV へのショートカット
ができる




【アンインストール方法】

コントロールパネルのプログラムと機能から、ORCATOCSV を削除する。




【ソフトウェア設定方法】


1. デスクトップの ORCATOCSV アイコンをダブルクリック
2. 初めて起動すると、ライセンス購入メッセージが表示されるので、
「OK」 ボタンをクリック



3. 購入したプロダクトキーを入力し、登録ボタンをクリック



4. 正しいプロダクトキーを入力後、プログラムが起動される
5. 出力間隔/ORCA 接続情報/CSV 出力先について、設定を行う。



タブ名	項目	設定内容
本日受付分	出力間隔	5分以上を推奨
ORCA 接続情報	サーバーIP アドレス	ORCA サーバ I P アドレス
	ユーザ ID	jmareceipt 使用時のユーザ ID/パスワード
	パスワード	* 普段使用するユーザと別ユーザを推奨
CSV 出力先	患者頭書き情報出力先	差分ファイル
	患者頭書き情報出力先	全件ファイル
	処方情報出力先	差分ファイル
	処方情報出力先	全件ファイル
	病名情報出力先	
		右側のボタンより出力先のフォルダを指定

6. 設定情報登録ボタンをクリック

Orca情報CSV出力 1.00

本日受付分 過去分出力 ORCA接続情報 CSV出力先

出力間隔 1 分

今すぐ出力

☐ 本日受診患者全て ☐ 患者情報出力

☒ 当月有効病名のみ ☒ 処方情報出力

☒ 病名情報出力

設定情報登録 終了

7. 設定情報がシステムに書き込まれ、プログラムが終了します

【ソフトウェア利用方法】

本ソフトウェアを常時起動しておく、ORCA に受付された患者頭書き情報、診療が終わった患者の診療情報、病名情報を、ORCA サーバへ上記で設定した出力間隔ごとに問い合わせを行い、設定した CSV 差分出力先に出力されます。スタートアップに登録することで、コンピュータ起動時、自動起動したほうが便利かもしれません。

また、診療日範囲を指定することで、過去診療分の患者頭書き情報、診療情報、病名情報を、手動で出力することができます。

他ベンダー、他システムのプログラムが、CSV 出力先のファイルを監視することで、連携することもできます。

【注意事項】

本ソフトウェア起動時、ORCAサーバが起動していることと、http 通信によって問い合わせを行いますので、アクセス権限があることと通信に異常がないかどうかを確認してください。

ORCAサーバへの通信ができないと、ソフトウェアが予期せず動作をする恐れがあります。

【備考】

本ソフトウェアで、出力する情報ファイルの仕様は以下のとおりです。

- ・患者頭書き情報・・・一患者一ファイル (xxUke.csv xx は患者 ID を表す)

ただし、全件ファイルは、kanjya.txt 固定ファイル

(差分ファイル)

ID,患者かな氏名,患者氏名,性別,生年月日,郵便番号,住所 1,住所 2,電話番号,受付時間

(全件ファイル)

ID,患者かな氏名,患者氏名,生年月日,郵便番号,住所,性別電話番号 1,電話番号 2,記号,番号,保険者番号,未使用,未使用,未使用,未使用,未使用,未使用,未使用

- ・診療情報・・・一患者一ファイル (xxSyoho.csv xx は患者 ID を表す)

ID,日付,区分,医薬品コード,医薬品名,容量,単位,未使用,処方日数,処方方法,未使用,医師コード,医師名,未使用

- ・病名情報・・・Byomei.csv

ID,未使用,未使用,開始日,未使用,未使用,未使用,未使用,未使用,未使用,未使用,終了日,病名

4. 開発者より

本ソフトウェアにより、病院ならびに診療所の業務の効率がされることを願っております。そのために、私は、可能な限り協力させていただく所存です。

本ソフトウェアの不具合、改善要望などございましたら、遠慮なく、上記連絡先までご連絡ください、可能な限り、善処させていただきます。

また、本ソフトウェアに限らず、このようなツールがほしい、こんな連携がしたい等、ございましたら、遠慮なく、上記連絡先までご連絡ください。

医療の発展、効率化を願ってやみません。

以上