

# Care Call 説明書

## 1. 概要

家庭における介護用、目で見える呼び出しシステムです。

ナースコールの機能+αをソフトウェアで実現しました。


「トイレ」「喉が渴いた」などの呼び出し要件を、8つのボタンに自由に設定できます。

呼び出し側がボタンを押すと、受け手側のモニターに、要件と呼び出した時刻が表示されます。

受け手からは呼び出しに対するメッセージを返すことができます。

ソフトをインストールするだけで、配線等の工事は不要です。ネットワーク上のフォルダが共有できる環境であれば、距離に関係なくどこにでも設置できます。


## 2. 呼び出し画面



CareCall がインストールされたタブレットを、ベッドの柵やサイドテーブルなど、呼び出し側（要介護者）が容易に画面にタッチができる場所に設置します。

呼び出し側は、項目にタッチするだけで、呼び出しが完了します。

## 3. 一覧画面




呼び出し側（要介護者）がボタンをタッチすると、対応側（介護者）の画面には、リクエスト（呼び出し内容）と呼び出し時刻が表示されます。

新たな呼び出しがあれば、メロディーが流れます。

呼び出し側からは、メッセージへの返信（返事）ができます。

完了ボタンで呼び出しがクリアされます。

## 4. メイン画面



### ①機能選択

「Call (呼び出し)」画面と  
「Board (一覧)」画面を切り替えます。


### ②設定

設定画面を開きます。各種設定をおこないます。

### ③認証

製品版の認証をおこないます。

## 5. 設定画面



使用する前に以下を設定してください。

### ①データフォルダ

呼び出しデータをやり取りするための共有フォルダを指定します。参照ボタンからフォルダを指定してください。

※フォルダ共有の方法は Google 等で検索してください。

呼び出し側・一覧側、双方のタブレットまたはPCで、同じフォルダを指定してください。

### ②表示を更新する間隔

画面を更新する間隔を秒単位で指定してください。

### ③リクエスト

呼び出しの内容を入力してください。

任意の名称を設定できます。

### ④返事

対応側からの返事の内容を入力してください。

### ⑤新規呼び出し時に背景色をつける時間

呼び出し後の指定の時間の間、一覧表の背景色を変更します。

以上