

ケアプーアプリ専用ランチャー説明書



1. はじめに

ケアプーアプリ専用ランチャー（以下、本アプリ）は、ケアプランデータ連携システム（以下、連携システム）の連携クライアントアプリ（以下、ケアプーアプリ）の起動や連携システムへのログインを支援する専用ランチャーアプリです。

なお、2027年1月頃に介護保険資格確認等WEBサービス（介護WEBサービス）に統合されれば、ケアプーアプリ及び本アプリは不要となりそうです。

2. システム要件

ケアプーアプリ（[Ver1.2.0](#)）がインストール済みで、連携システムが利用可能なPC（Windows 10/11）上で動作します。ケアプーアプリの導入については、以下をご確認ください。

◆製品ダウンロード | ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト

<https://www.careplan-renkei-support.jp/download/index.html>

3. インストール・アンインストール方法

3.1. インストール

- (1) ダウンロードしたzipファイルを任意のフォルダに展開します。
- (2) 展開したフォルダ内にある CarePlanAppLauncherSetup.msi をダブルクリックしてインストーラーを起動します。
- (3) インストーラーに従って、インストールを完了します。

3.2. アンインストール

- (1) 設定>アプリ>インストールされているアプリ、またはコントロール パネル>プログラム>プログラムと機能のいずれかで、ケアプーアプリ専用ランチャーを探します。
- (2) アンインストールを実行します。

4. 設定

「スタートメニュー」>「ケアプーアプリ専用ランチャー」>「設定(通常起動)」をクリックすると以下の設定が可能です。

4.1. 起動時に連携クライアントアプリを起動する (R)

本アプリの起動時にケアプーアプリの起動も行うかを設定します。

4.2. 連携クライアントアプリのスタートメニューショートカット (L)

ケアプーアプリのインストール時に作成されるスタートメニュー内にあるケアプーアプリの「ショートカット (.lnk) へのパス」を指定します。初期値は、Windows 11のPCへケアプーアプリをインストールした場合の標準的なパス（※）が設定されています。

※「C:¥ProgramData¥Microsoft¥Windows¥Start Menu¥Programs¥ケアプランデータ
連携システム Ver1.2.0 .lnk」

【参考】パスの取得方法（例. Windows 11の場合）


(1) スタートボタンをクリックします。



(2) ケアプーアプリのアイコンを右クリックして、「ファイルの場所を開く」をクリックします。



- (3) 表示されたウィンドウ内のケアプーアプリのショートカットを右クリックして、
[パスのコピー] をクリックするとパスの取得が可能です。



4.3. 1段階目

4.3.1. 連携クライアントアプリのユーザーID (C)

連携システムにログインする際に入力している「cから始まるユーザーID」を設定します。

4.3.2. 連携クライアントアプリのパスワード (P)

「4.3.1.」で設定したユーザーIDに対応するパスワードを設定します。

4.4. 2段階目

4.4.1. 連携クライアントアプリのユーザーID (K)

連携システムにログインする際に入力している「KJから始まる14桁のユーザーID」を設定します。

4.4.2. 連携クライアントアプリのパスワード (W)

「4.4.1.」で設定したユーザーIDに対応するパスワードを設定します。

5. 使い方

5.1. 「4. 設定」の各設定をすべて設定します

5.2. 「自動ログイン」から起動します

「スタートメニュー」>「ケアプーアプリ専用ランチャー」>「自動ログイン」をクリックします。

6. 免責事項

本アプリを使用する場合、下記の免責事項に同意されたものとさせていただきます。

- 作者は、本アプリの動作、正確性、完全性、有用性について、明示・黙示を問わずいかなる保証も行いません。
- 連携対象となる外部アプリケーション（ケアプランデータ連携システム等）の仕様変更やバージョンアップ等により、本アプリが正常に動作しなくなった場合であっても、作者は改修やサポート等の対応義務を負いません。
- 本アプリ内に設定・保存されるログイン情報（ユーザーID・パスワード等）の管理はユーザー自身の責任において行うものとし、管理不十分等に起因する事故や損害について作者は一切責任を負いません。（設定したパスワードは、Windowsの暗号化機能であるDPAPIを用いて安全に保存されます）
- 作者は、本アプリの利用または利用不能に起因してユーザーまたは第三者に生じた一切の損害（業務の中断、情報の逸失、その他の金銭的損害等を含む）について、一切責任を負いません。
- 本アプリは、予告なく仕様の変更、更新、または配布の中止をすることがあります。

7. 取り扱い種別

本アプリはフリーウェアです。

8. 作者への連絡先

以下のメールアドレスへご連絡ください。

hvns.enishi.ml@gmail.com

9. 更新履歴

バージョン	更新内容	備考
1.0.1	・インストーラー対応 ・軽微な不具合を修正	
1.0.0	初版	

以上